

Gebrauchsanweisung GENU-HIT[®]+ COMFORT (Art.-Nr. 07087)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

Funktion

GENU-HIT[®]+ COMFORT ist eine Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralen und lokaler Silikonprofileinlage um die Kniescheibe.

GENU-HIT[®]+ COMFORT fordert die Propriozeption und führt zu einer besseren muskulären Stabilisierung des Knies. Die ringförmig um die Kniescheibe liegende Silikonprofileinlage unterstützt durch gezielte Massagewirkung die Resorption von Ödemen und (rheumatischen) Ergüssen.

GENU-HIT[®]+ COMFORT: Das zusätzliche Silikonhaftband am oberen Bandagenrand sorgt für einen dauerhaften guten Halt und passgenauen Sitz am Knie.

Indikationen

- _ Chondropathia patellae
- _ Meniskusschädigungen
- _ Gonarthrose
- _ Postoperative und posttraumatische Reizzustände
- _ Rheumatische Ergüsse mit und ohne Bandinsuffizienz
- _ Bandverletzungen
- _ Leichte Bandinsuffizienz

Kontraindikationen

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- _ Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- _ Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- _ Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden).

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

Druckerscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden.

Anlegen

Fassen Sie die Kniebandage an den beiden oberen Enden der seitlichen Spiralen und ziehen diese so über das Knie, dass die Kniescheibe von der ringförmigen Silikoneinlage druckfrei umschlossen wird.

Tragekomfort

GENU-HIT®+ COMFORT erreicht einen sehr hohen Tragekomfort mit einem nahezu faltenfreien Sitz durch den Ziehharmonikaeffekt in der Kniekehle.

Das Intarsia-Gestrick dehnt sich bei Streckung des Knies aus, beim Abwinkeln zieht es sich zusammen – ohne Materialstau in der Kniekehle. Dafür mit spürbaren medizinischen Vorteilen für den Patienten.

Die Kniebandage GENU-HIT®+ COMFORT ist aus latexfreiem Material gestrickt und bietet eine dauerhafte Kompressionswirkung.

Die verwendeten Materialien sind die Basis für ein gutes Mikroklima, welches gerade bei körperlicher Anstrengung einen hohen Tragekomfort ermöglicht.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammelsystem zu.

Qualitätsmanagement-System

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft oder direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Für unsere Produkte gewähren wir Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Pflege

Wir empfehlen, GENU-HIT®+ COMFORT schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen. Tipp: Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgestricks wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen.

Materialzusammensetzung

67% Polyamid, 33% Lycra