



ART.-NR. 07074

MALLEO-HIT®

ART.-NR. 87074

MALLEO-HIT® KIDS

Sprunggelenkbandage mit genoppten Silikonfrictionspelotten

Ankle support with knopped silicone friction pressure pads

Support de cheville avec pelotes de friction en silicone à noppes

Sujeción de tobillo con plantillas de fricción de silicona acolchadas con protuberancias en forma de botones

Sostegno per la caviglia con cuscinetto del cinto di silicone ad effetto attrito

Enkelsteun met genoppeerde frictie-pelotten van silicone

Podpora gežnja z bodičastimi frikcijskimi polotami iz silikona

Orteza stabilizująca staw skokowy z pelotami silikonowymi z wypustkami

1



GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

FUNKTION

MALLEO-HiT® dient der Entlastung, Komprimierung und Stabilisierung des Sprunggelenks. Die eingearbeiteten noppierten Silikonpelotten erzielen durch gezielte Friction eine Verbesserung der Durchblutung des Gelenkbereiches **1**.

Die Ernährungssituation für den Knorpel wird verbessert und Ergüsse beschleunigt resorbiert. Die Friction führt zu einer besseren muskulären Stabilisierung.

INDIKATIONEN

- OSG/USG – Arthrosen
- Rheumatische Erkrankungen
- Bei Bänderschwäche zur Prophylaxe im Alltag

KONTRAINDIKATIONEN

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperfärbereiche.
- Zirkulationsbeeinträchtigungen oder lymphatische Weichteilschwelungen.
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Haut-trophik im zu versorgenden Körperfärbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden.)

NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtige Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

Druckscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden.

ANLEGEN

- MALLEO-HiT® ist links und rechts tragbar.
- Schlagen Sie den oberen Teil der Bandage bis zum oberen Rand der Silikonprofileinlagen um.
- Ziehen Sie die Bandage so weit über den Fuß, bis die Ferse im anatomisch gestrickten Fersenteil richtig sitzt.
- Die Silikonprofileinlagen sollten dann hinter und unterhalb des Innen- bzw. Außenknöchels positioniert sein.
- Schlagen Sie den oberen Bandageteil wieder um und ziehen Sie die Bandage in die richtige Position.
- MALLEO-HiT® sitzt korrekt, wenn die Naht mittig über die Fußsohle und Ferse verläuft.

TRAGEKOMFORT

Ein Spezialgestrick im Bereich des Fußrückens sorgt für einen nahezu faltenfreien Sitz beim Abrollen und damit für einen hohen Tragekomfort.

WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden. Das Produkt kann über den Hausrückens entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie Ihre verbrauchte Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammlungssystem zu.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktpflege innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

PFLEGE

Wir empfehlen, MALLEO-HiT® schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen.

TIPP: Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgesticks wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

67% Polyamid, 33% Lycra

INSTRUCTIONS FOR USE GB

Dear Customer,

we would like to ask you to follow these Instructions for Use with care. If you should have any queries, ask the doctor treating you, at your nearest stockist or contact us directly.

FUNCTION

MALLEO-HiT® helps to relieve, compress and stabilise the ankle joint. The integrated knotted silicone pressure pads improve the circulation in the joint area by means of precision friction **1**.

This enhances the supply situation for the cartilage and speeds up the absorption of effusions. The friction also results in better muscular stabilisation.

INDICATIONS

- Femoral/Crural arthrosis.
- Rheumatism.
- Everyday preventive treatment for weak ligaments.

CONTRA-INDICATIONS

Generally speaking you should see the doctor treating you about the indication and method of wearing an orthopaedic aid and if you have the following conditions:

- Allergic, inflammatory or lesion-specific skin alterations (e.g. swelling, reddening) of the body areas being treated.
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling.
- Neurogenically-specific organoleptic and skin trophic disorders in the body area being treated (sensory disorders with and without skin damage).

So far not consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

SIDE-EFFECTS

With proper use and proper fitting, so far there have been no reports of serious general side-effects.

Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restricting consistently shaped body fitting.

FITTING

- MALLEO-HiT® can be worn on the left or right ankle.
- Take the upper part of the bandage and wrap it around up to the top edge of the silicone profile padding.

• Pull the bandage over the foot until the heel fits properly in the anatomically stitched heel section. The silicone profile padding should then be positioned behind and beneath the medial/lateral malleolus.

• Wrap the upper part of the bandage around again and, if necessary, pull the bandage upwards a little for a proper fit.

• MALLEO-HiT® is fitted properly when the seam runs over the middle of the foot and heel.

COMFORTABLE TO WEAR

MALLEO-HiT®'s special stitching in the instep area makes for an almost crease-free fit during heel-toe walking, substantially improving comfort when wearing.

IMPORTANT

The product is to be used by one patient only.

Improper modifications to the product and/or improper use of the product referred to above exempt the manufacturer from product liability.

You ought to discuss potential reciprocal health risks or other disadvantages with specific treatments that may arise in connection with the use of the product with the doctor treating you.

For the product to work effectively over a long period, it must not be worn in conjunction with fatty or acidic remedies, ointments or lotions.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All products from SPORLASTIC GmbH are subject to product inspection as part of our quality management system. If you still have any complaints about our product, we kindly ask that you contact your specialist retailer.

CARE

Wash MALLEO-HiT® in lukewarm water with a cold-water detergent and air dry. Do not place on a radiator. The enclosed heel pad can be cleaned with a moist cloth.

TIP: Slackening tension of the knitted fabric while it is being worn is revived by washing. The bandage should therefore be washed frequently.

MATERIAL COMPOSITION

67% Polyamide, 33% Lycra

Rabattez à nouveau la partie supérieure du bandage et tirez si nécessaire le bandage un peu vers le haut pour bien le placer.

• MALLEO-HiT® sera correctement positionné lorsque la couture suivra une ligne correspondant au milieu du pied et du talon.

CONFORT DE PORT

Un tissage spécial dans la zone du cou-de-pied garantit que MALLEO-HiT® reste bien positionné presque sans faire de plis au déroulement du pied et assure ainsi un confort de port élevé.

INDICATIONS IMPORTANTES

Le produit est conçu pour un emploi unique sur les patients.

Toute modification non conforme sur le produit et/ou tout emploi non conforme au produit présenté plus haut excluent une responsabilité produit du fabricant.

D'éventuels risques réciproques pour la santé ou d'autres inconvénients lors de certains traitements qui peuvent avoir lieu en rapport avec l'emploi du produit, doivent être mis au clair par le médecin traitant.

Afin de garantir au produit une longue durée de vie et un bon fonctionnement, il ne faut pas l'utiliser en liaison avec des produits contenant des graisses et des acides, avec des pommades ou des lotions.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Tous les produits SPORLASTIC GmbH sont soumis à des tests dans le cadre de notre système de gestion de la qualité. Si toutefois vous avez des réclamations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

ENTRETIEN

Nous conseillons de laver en douceur MALLEO-HiT® dans de l'eau tiède avec un produit de lavage à froid, de le laisser sécher à l'air et de ne pas le poser sur le radiateur. Les coussins à talon ouverts ci-joints pourront être nettoyés avec un torchon humide.

CONSEIL: Une tension qui perdure au-delà de la durée de port du tissu modélisé est rétablie grâce au lavage. C'est pour cette raison que nous conseillons de laver assez souvent cette bandage.

COMPOSITION

67% Polyamide, 33% Lycra

Hasta hoy no se conocen intolerancias perjudiciales o reacciones alérgicas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Con un uso adecuado y una colocación correcta no se conocen hasta hoy efectos secundarios generales graves.

Ciertamente pueden evitarse suficientemente los fenómenos de presión locales y las reducciones de la circulación sanguínea si se observan en cada caso las correspondientes contraindicaciones y no se adoptan posturas compresoras y forzadas.

COLOCACIÓN

• MALLEO-HiT® es portable por la izquierda y la derecha.

• Tome la parte superior del vendaje y cubra con él hasta e borde superior de la pieza de perfil de silicona.

• Tire del vendaje a través del pie hasta el tobillo de modo que la zona del tobillo propiamente dicha se asiente de un modo anatómicamente correcto.

• Doble con la zona superior del vendaje de nuevo y, en caso necesario, desplácelo hacia arriba de modo que se asiente correctamente.

• El MALLEO-HiT® se encontrará correctamente asentado, siempre que la costura corra por el centro del pie y del tobillo.

LA COMODIDAD AL LLEVAR LA SUJECIÓN

Gracias a un punto especial en lazo de la costura de MALLEO-HiT® se consigue una colocación prácticamente sin arrugas el desenrollar la sujeción, de modo que ésta es muy cómoda de llevar.

INDICACIONES IMPORTANTES

Este producto está destinado a un uso único por el paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y / o el uso indebidamente para el que el producto arriba citado está destinado eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

Los posibles riesgos para la salud o cualquier daño en determinados tratamientos que pudieran producirse en relación con el uso de este producto deben ser consultados con el médico del tratamiento.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcione bien, no debe ponerse en contacto con materias grasas y ácidas, pomadas o lociones.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Todos los productos de SPORLASTIC GmbH están sujetos a inspecciones en el marco de nuestro sistema de gestión de la calidad. No obstante, si usted quisiera hacer alguna reclamación sobre nuestro producto, le rogamos que se ponga en contacto con su tienda especializada.

CUIDADO

Recomendamos lavar cuidadosamente el MALLEO-HiT® en agua tibia con detergente en frío, secarlo al aire y no colocarlo sobre el radiador. Las almohadillas para el talón adyacentes abiertas pueden ser limpiadas con un paño húmedo.

SUGERENCIA: si el entrando morfológico pierde su capacidad de ejercer compresión, ésta se recupera al hacerse el lavado. Por este motivo recomendamos lavar frecuentemente la vendaje.

COMPOSICION DEL MATERIAL

67% poliamida, 33% lycra

INSTRUCCIONES DE USO E

Estimado/a cliente

Le rogamos que observe atentamente las instrucciones de uso adjuntas.

En caso de duda, le rogamos se dirija al médico que le trata, al comercio especializado que tenga más a mano o directamente a nosotros.

FUNCIÓN

INDICAZIONI

- Artrosi OSG/USG.
- Malattie reumatiche.
- Per la profilassi quotidiana in caso di debolezza dei legamenti.

CONTROINDICAZIONI

In linea di massima l'indicazione e la modalità di indossare un mezzo ausiliare ortopedico nonché nella presenza di successivi stati patologici dovrebbe essere sempre concordata e prescritta da un medico di fiducia:

- Cambiamenti cutanei dovuti ad allergie, infiammazioni oppure lesioni (per esempio tumefazione, arrossamento) delle regioni corporee da curare.
- Circolazione sanguigna pregiudicata o tumefazioni linfatiche delle parti molli.
- Disfunzioni neurogene condizionate degli organi sensoriali e trofica cutanea nella regione corporea da curare (disfunzioni sensoriali con o senza danni cutanei).

Finora non sono divenute note alcune complicazioni in seguito a conseguenti situazioni di incompatibilità o reazioni allergiche.

EFFETTI COLLATERALI

In un'applicazione ed impiego appropriati non sono diventati finora noti alcuni effetti collaterali rilevanti in generale.

Le pressioni locali appariscenti e la circolazione sanguigna pregiudicata possono essere evitati sufficientemente con sicurezza nella considerazione di eventuali controindicazioni ed in un'applicazione non troppo stretta, accoppiata ed individualmente adattata.

APPLICAZIONE

- MALLEO-HiT® è indossabile sia a sinistra che a destra.
- Afferrare la parte superiore del bendaggio e rivoltarla successivamente fino al bordo superiore dei plantari profilati di silicone.
- Fare passare il bendaggio sopra il piede, finché il tallone ha assunto una sede corretta nella cavità anatomica lavorata a maglia. I plantari profilati di silicone devono successivamente essere posizionati dietro e al di sopra della caviglia interna ossia esterna.
- Rivoltare nuovamente la parte superiore del bendaggio e, se necessario, tirarlo leggermente in su, affinché si ottenga una sede corretta.
- MALLEO-HiT® è correttamente applicato, quando la caviglia decorre sulla parte centrale del piede e del tallone.

COMFORT

Una speciale maglia nella parte dorsale di MALLEO-HiT® garantisce una sede quasi esente da pieghe allo srotolamento e con ciò un elevato comfort.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il prodotto è stabilito esclusivamente per la cura di un paziente.

Le modifiche non appropriate del prodotto e/oppure un impiego non conforme allo scopo previsto del prodotto menzionato comportano l'esclusione di tutti i diritti di garanzia concessi dal produttore.

I possibili rischi reciproci per la salute o altri inconvenienti in determinati trattamenti, che possono risultare in relazione all'impiego del prodotto, devono essere richiesti al medico di fiducia.

Affinché il prodotto possa offrire una lunga durata e funzione, è necessario evitare di farlo venire in contatto con grassi e mezzi contenenti acidi, pomate oppure lozoni.

SISTEMA DI COORDINAMENTO DELLA QUALITÀ

Tutti i prodotti della SPORLASTIC GmbH sono sottoposti ai controlli dei prodotti nell'ambito del nostro sistema di gestione della qualità. Se nonostante ciò avete dei reclami in merito ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro negozio specializzato.

CURA

Si raccomanda di lavare delicatamente MALLEO-HiT® in acqua tiepida con del detergente a freddo e di lasciarlo successivamente asciugare all'aria e non sopra termosifoni.

CONSIGLIO: la minore tensione del tessuto elasticizzato dovuta all'uso viene ripristinata con il lavaggio. Consigliamo pertanto di lavare l'indumento con una certa frequenza.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

67% poliamide, 33% lycra

GEBRUIKSAANWIJZING NL

Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij vragen u, de bijgevoegde gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht te nemen.

Gelieve bij optredende vragen de behandelende arts, uw dichtstbijzijnde vakhandelaar of ons direct te willen contacteren.

FUNCTIE

MALLEO-HiT® dient voor de ontlasting, de comprimering en de stabilisering van het spinnengewicht. De ingewerkte, genopgerichte silicone-peletten bereiken door doelgerichte frictie een verbetering van de doorbloeding van de omgeving van het gewicht 1. De voedingsituatie van het kraakbeen wordt verbeterd en uitstortingen worden sneller geresorbeerd. De frictie leidt bovendien tot een betere stabilisering van de spieren.

INDICATIES

- OSG/USG – artrosen.
- Reumatische aandoeningen.
- Bij verzwakking van de gewrichtsbanden als alledaagse profylaxe.

CONTRA-INDICATIES

Principieel dient bij indicatie en draagmodus van een orthopedisch hulpmiddel over het algemeen alsook bij aanwezige navolgende ziektestoestanden in het bijzonder een consultatie van de behandelende arts te gebeuren:

- Allergische, of door ontsteking veroorzaakte huidveranderingen (bijv. zwellingen, het rood worden van de huid) van de te verzorgen lichaamsdelen.
- Circulatiebelemmeringen of lymphatische zwellingen van weke delen.
- Neurogen veroorzaakte sensorische en belangrijke trofische storingen in de te verzorgen lichaamsdelen (gevolgschonden met en zonder schade aan de huid).

Tot nu toe zijn geen onverdraagzaamheden of allergische reacties bekend.

ONGEWENSTE EFFECTEN

Bij deskundige toepassing en correct aanleggen zijn tot nu toe geen ernstige algemene ongewenste effecten bekend. Lokale drukverschijnselen en circulatiebelemmeringen kunnen rekening houden met eventuele contra-indicaties en bij niet in de bewegingsvrijheid beperkende, in vorm nauw aansluitende positie op het lichaam individueel met voldoende zekerheid worden vermeden.

AANBRENGEN

- MALLEO-HiT® is links en rechts draagbaar.
- Neem het bovenste deel van de bandage en sla dit tot aan de bovenste rand van de silicone-profielinleggers om.
- Trek de bandage over de voet, tot de hiel in het anatomisch gebreide deel van de hiel correct gepositioneerd is. De profielinleggers van silicone dienen zich dan achter en onder de binnenste c.q. buitenste enkel te zijn gepositioneerd.
- Slab het bovenste deel van de bandage weer om en trek indien nodig de bandage iets naar boven voor de juiste positie.
- MALLEO-HiT® is correct gepositioneerd, wanneer daadover het midden van de voet c.q. de hiel verloopt.

DRAAGCOMFORT

Een speciaal gebreide stof van MALLEO-HiT® in de omgeving van de wreef zorgt voor een bijna plooivrije positionering bij het afrollen van de voet en daardoor voor een zeer hoog draagcomfort.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Het product is slechts voor de verzorging van één patiënt bestemd.

Ondeskundige veranderingen aan het product en/of ondoelmatiggebruik van het hierboven vermelde product sluiten de productaan-sprakelijkheid van de producent uit.

Mogelijke wederzijdse risico's voor de gezondheid of andere nadelen bij bepaalde behandelingen, die in verband met het gebruik van het product kunnen ontstaan, dienen te worden besproken met de behandelende arts.

Opdat het product een lange levensduur en functie biedt, mag het niet worden gedragen in verbinding met vet- en zuurhoudende middelen, zalfen of lotions.

KVALITEITSMANAGEMENT-SYSTEEM

Alle producten van SPORLASTIC GmbH worden onderworpen aan de producttests van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Mocht u desondanks aanmerkingen over onze producten hebben, neem dan contact op met uw plaatselijke vakhandel.

ONDERHOUD

Wij raden aan MALLEO-HiT® voorzichtig in handwarm water met een koudwasmiddel te wassen, in de lucht te drogen en niet op de verwarming te leggen. De bijgevoegde hielkussens kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

TIP: wassen herstelt een voor de draagduur aanhoudende spanning van het breiwerk. Wij raden daarom aan, de bandage regelmatig te wassen.

MATERIAALSAMENSTELLING

67% polyamide, 33% lycra

NAVODILA ZA UPORABO SL

Spoštovani pacient, spoštovana pacientka,

Prosim Vas, da pazljivo preberete priložena navodila za uporabo. V primeru vprašanj Vas prosimo, da se obrnete na zdravnika, ki Vas zdravi, na najbližjo specializirano trgovino ali neposredno na nas.

FUNKCIJA

MALLEO-HiT® služi sprostiviti, komprimirati in stabilizaciji gleženjskega sklepa. Bodičaste silikonske izbokline dosežejo s pomočjo namenske fricije izboljšanje prekravljive gleženjskega sklepa.

Situacija presene se za hrustanec izboljša in izliv se hitreje resorbira. Fricija vodi poleg tega k izboljšanju muskulame stabilizacije.

LNDICACIJE

- OSG/USG artrose
- Revmatična obolenja
- Pri ibkih tetivah za profilaks pri vsakdanu

KONTRAINDIKACIJE

Pravljoma naj bi se glede indikacij in načina nošnje ortopedskega pomagala čisto na splošno kot še posebej v primeru enega izmed spodaj navedenih bolezniških stanj posvetovali z zdravnikom, ki Vas zdravi:

- Alergične, vnetne sprčmembe kože ali sprčmembe kože, ki so posledica poškodb (npr. vnetja, izpuščaja) na telesnih delih, ki jih je potrebno oskrbeti.
- Omejitve cirkulacije ali limfomatične otekline mehkih tkiv.
- Nervogeno pogojene motnje senzorike in trčlike kože na delu telesa, ki ga je potrebno oskrbeti (motnje čutov z ali brez poškodb kože).

Vse danes nam niso znane nikakšne posledice v obliki netoleranca ali alegičnih reakcij.

STRANSKI UČINKI

Odgovarjajoča uporaba in pravilna namestitev vse do danes ni pokazala nikakršnih splošnih stranskih učinkov.

Pojavom zaradi pritiska na kožo in živce kot tudi omejevanju prekravljive se lahko ob upoštevanju morebitnih kontrollindikacij in ob neutesnevalni, obliki telesa primerni legi individualno in zadostni meri razgnezdi.

NAMESTITEV

- MALLEO-HiT® se lahko nosi na fevi ali na desni nogi
- Ptimiti ligomji del bandaže in ga zaobmite na drugo stran ve do zgornjega ruba s silikonskimi vstavlji v profilu.
- Potegnjite bandaž preko noge, we dokler se peta sarnoenoje re namesti pravilno v anatomske pdlagonjem petnilc. Silikonski vstavki v profilu rnorajo potem ležati pod in za notranjim oz. zunanjim delom gležnja.
- Obrnite zgornji del bandaže ponovno na drugo frn in ga po potrebi potegnjite malce nazgor, tako, da se pravilno nameti.
- MALLEO-HiT® sedi pravilno, če poteka šiv preko srčine noge in pete.

KOMFORT NOŠNJE

Posebna pletenina MALLEO-HiT®-a, ki e nahaja na področju nart, skrb za odlično namestitev skoraj brez gub in s tem za zelo visok komfort nošnje pri premikanju.

POMEMBNA OPZOZIRILA

Proizvod je namenjen oskbi enega samega pacienta.

Nestrokorne spremembe na proizvod in/ali uporaba gomjava izdelka v druge namene od predvidenih izključujejo jamstvo proizvajalca za pravilno.

0 možnih zdravstvenih recipročnih rizik ali drugih slabostih določene terapije, ki lahko izhajajo iz uporabe tega proizvoda, se je potreb po pogovoriti z zdravnikom, ki Vas zdravi. Za ohomaitev čim daljše uporabnosti in funhiomonalnosti proizvoda, se ga ne sme uporabljati skupaj z mastnimi srčnimi sredstvi in sredstvi, ki vsebujejo kislino, niti ne z mæili ali lotioni.

SISTEM MANAGMENTA ZA KAKOVOST

Vsi izdelki družbe SPORLASTIC GmbH se preverjajo v okviru našega sistema za upravljanje kakovosti. Če bi naš izde-

lek še vseeno žeeli reklamirati, vas prosimo, da stopite v stik s svojo specializirano trgovino.

NEGA

Priporočamo Vam, da MALLEO-HiT® pazljivo operete v mlačni vodi s pomočjo pralnih sredstev za fino pranje in ga posušite na zraku brez da bi ga polagali na radiator.

NASVET: Glede na dolžino časa nošnje pologama popusti napetost oblikovane pletenine, ki pa jo lahko s pranjem ponovno vzpostavite. Zato Vam priporočamo, da bandazo pogosteje operete.

SESTAVA MATERIALA

67% poliamid, 33% lycra

WAZNE WSKAZÓWKI

Produkt jest przeznaczony do stosowania zawsze u tego samego pacjenta.

Zmiany dokonane w obrębie produktu przez osobę nieupoważnioną i/lub użytkowanie wyżej opisanego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji ze strony producenta.

W przypadku zwrotu produktu należy prawidłowo zamknąć uchwyt mocujące.

Należy omówić z lekarzem prowadzącym możliwe czynniki ryzyka i interakcje zdrowotne oraz inne niekorzystne sytuacje mogące wystąpić w związku ze stosowaniem tego produktu podczas określonych typów terapii.

Aby produkt przez długi czas zachował swoją prawidłową funkcję, nie należy stosować go razem z lekami, masażami i płynami do skóry zawierającymi substancje tlenoszczwowe i kwasowe.

Produkt można używać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Proszę przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów w tym zakresie.

Firma SPORLASTIC Sp. z o.o. uczestniczy w systemie recyklingu opakowań i spełnia wszystkie wymagania prawnie dotyczące opakowań, obowiązujące na terenie Niemiec.

Opakowania należy używać poprzez miejscowy system segregacji odpadów.

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCI

Wszystkie produkty firmy SPORLASTIC GmbH podlegają kontroli w ramach naszego systemu zarządzania jakością. Jeśli jednak chcesz Państwo zgłosić reklamację dotyczącą naszego produktu, prosimy skontaktować się ze sklepem specjalistycznym.

WSKAZÓWKA OGÓLNA

Podczas używania produktów, w których występuje bezpośredni kontakt skóry z elastomerem (np. pełotą silikonową), może w określonych okolicznościach dojść do powstawania pęcherzy na skórze, jeżeli produkt zbyt mocno przylega do ciała albo przesuwa się po skórze pod wpływem silnego tarcia. W takich przypadkach nie zalecamy dalszego stosowania produktu. Pod warstwą silikonu może zbiałyć się pot, co w rzadkich przypadkach może skutkować pojawienniem się reakcji nadwrażliwości skóry na własny pot z odpowiadającym jej zmianami alergicznymi w obrębie skóry. Dotychczas firma Sporlastic nie otrzymała informacji o występowaniu jakichkolwiek reakcji alergicznych na produkowane przeznią materiały. W przypadku pojawiennia się problemów proszę skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z dystrybutorem pomocniczych materiałów medycznych.