

Vorfußpolster aus Silikon

Forefoot Cushion

Capitonage de l'avant-pied

Voorvoetkussen

Cuscino di scarico avanpiede

Art.-Nr./Art. no. 107 080

2 Stück/pieces/pièces/stuks/pezzi



Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 140



Art.-Nr. 107 120



Art.-Nr. 107 130



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Distribution:

- (CH) Orthasan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333
(F) Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346
(B) M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800
(I) Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



Made in Germany

LOT:

Art.-Nr. 107 080

MADE IN GERMANY



Funktion:

Das PEDI SOFT® Vorfußpolster deckt großflächig den beim Tragen hoher Schuhe sehr belasteten Vorfußbereich ab. Es dient der Druckentlastung und der Unterstützung des Fußgewölbes.



Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Vorfußpolster

Art.-Nr. 107 080

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Den Zehensteg wahlweise zwischen der zweiten oder dritten Zehe positionieren. Dies sorgt für einen rutschsicheren Halt beim Gehen und sichere Positionierung im Vorfußbereich.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen und gut trocknen lassen. Oberseite leicht einpudern.





Vorfußpolster aus Silikon

Forefoot Cushion

Capitonnage de l'avant-pied

Voorvoetkussen

Cuscino di scarico avanpiede

Art.-Nr./Art. no. 107 080

F Capitonnage de l'avant-pied

Fonction

Le capitonnage PEDISOFT® protège la partie particulièrement exposée de l'avant pied lors du port de chaussures hautes. Il réduit la pression et soutient la voûte plantaire.

Conseils pour l'entretien

Après usage il doit être lavé avec du savon. Laisser sécher et enduire de talc.

Utilisation

Sur peau propre et sèche. Positionner la partie supérieure (choisir entre le deuxième et le troisième orteil). Tenue sûre, sans-glisser et bonne position au niveau de l'avant-pied.

GB Forefoot Cushion

Function

PEDIsoft® Forefoot Cushion covers to a large extent the heavy loaded forefoot when wearing high-heeled shoes.

It serves for pressure reduction and support of foot arch.

Care instructions

For cleaning wash with soap, dry well and powder.

Application

Apply onto cleaned, dry skin. Place toe extension alternatively between second or third toe.

This assures slippage-free position during walking and safe positioning at forefoot area.

I Cuscino di scarico avanpiede

Funzione

Il cuscino per avanpiede PEDI SOFT® alleggerisce la pressione sull'avanpiede causata in modo particolare dall'uso di calzature alte. Serve anche da supporto alla zona metatarsiale.

Avviso per la cura

Lavare con sapone neutro, lasciare asciugare bene, cospargere di borotalco.

Applicazione

Applicare sulla pelle pulita e asciutta. Posizionare il fermo infradito tra il secondo o terzo dito. In questo modo, il cuscino rimane stabile nella posizione scelta.