



ART.-NR. 07057
MANUDYN®

Dynamische Handgelenkbandage zur Stabilisierung

Dynamic wrist bandage for stabilising the wrist

Bandage dynamique destiné à la stabilisation du poignet

Muñequera ortopédica dinámica para la estabilización de la muñeca

Tutore dinamico per la stabilizzazione del polso

Dynamische handgewrichtbandage voor de stabilisering van het handgewricht

Dynamiczna opaska do stabilizacji stawu promieniowo-nadgarstkowego



GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstgelegenes Fachgeschäft oder direkt an uns.

FUNKTION

MANUDYN® stabilisiert das Handgelenk in Funktionsstellung.

Die Teilstabilisierung des Handgelenks wird über das Gestrick, eine anatomisch vorgeformte handinnenseitige Verstärkungsschiene und einem zirkulären, fein dosierbaren Klettband rund um das Handgelenk ermöglicht.

Die eingearbeitete anatomische Silikonprofilpelotte rund um den Griffelfortsatz (Processus styloideus ulnae) am Handgelenk fördert die Durchblutung, verbessert die Resorption von Ödemen und Hämatomen und vermeidet Druckirritationen.

Der Einsatz latexfreien Materials sorgt für dauerhafte Kompressionswirkung und hohen Tragekomfort.

INDIKATIONEN

- Akutphase bei aktivierter Arthrose des Handgelenkes
- Nach mäßigen bis schwerwiegenden Distorsionen
- Sehnscheidenentzündungen
- Durch Instabilität und Hypermobilität bedingte Handgelenkschmerzen (Arthralgien)
- Überlastungsarthropathien
- Interimsversorgung nach Entfernung von Gipsverbänden (z.B. Nachbehandlung bei Handgelenkfrakturen)

KONTRAINDIKATIONEN

Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen:

- Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen (z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
- Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
- Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden.)

NEBENWIRKUNGEN

Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgerichtigen Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen bekannt.

Druckerscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend sicher vermieden werden.

ANLEGEN

- Schlüpfen Sie in die MANUDYN® bei geöffnetem Klettband und führen Sie den Daumen in die vorgesehene Daumenaussparung.
- MANUDYN® sitzt richtig, wenn sich die volare Verstärkungsschiene formschlüssig an die Handballenmuskulatur und den Unterarm anlegt **1**. Die Aussparung der eingearbeiteten Silikonpelotte umschließt dabei den kleinfingerseitig sitzenden knöchernen Griffelfortsatz der Elle **2**.
- Zur weiteren Stabilisierung des Handgelenkes ziehen Sie das elastische breite Klettband mit einem dosierten Zug zirkulär um das Handgelenk **3**.
- Zum Ablegen von MANUDYN® öffnen Sie das zirkuläre Klettband. Greifen Sie mit Zeige- und Mittelfinger von der Handinnenseite in die Bandage. Mit dem gegenseitigen Druck des Daumens auf die Verstärkungsschiene ziehen Sie die Bandage von der Hand.

TRAGEKOMFORT

MANUDYN® ist aus modernsten Materialien gefertigt und verbindet in hohem Maße modernes Design mit Funktion und Tragekomfort.

Die anatomische Strickform mit angepasster Daumenaussparung verhindert ein Verrutschen und bietet einen optimalen Sitz der Bandage.

Ein besonders dehnungsfähiges Gestrick passt sich optimal den Konturen des Handgelenkes an und sorgt für sehr guten Tragekomfort.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Bitte schließen Sie die Klettverschlüsse stets ordnungsgemäß. Schäden, die durch unsachgemäßes Schließen der Klettverschlüsse verursacht werden, stellen grundsätzlich keinen Reklamationsgrund dar.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen getragen werden.

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoff-sammelsystem zu.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems.

Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.

PFLERGE

Wir empfehlen, MANUDYN® schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen.

Zum Waschen bitte Kunststoffschiene entfernen und Klettband schließen.

TIPP: Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgestricks wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Bandage häufiger zu waschen.

MATERIALSZUSAMMENSETZUNG

67% Polyamid, 33% Lycra

INSTRUCTIONS FOR USE GB

Dear Customer,

we would like to ask you to follow these Instructions for Use with care. If you should have any questions, please consult the doctor treating you or your nearest stockist, or contact us directly.

FUNCTION

MANUDYN® stabilises the wrist in an axially and functionally correct neutral zero position.

The partial stabilisation of the wrist is made possible by the knitted fabric, an anatomically shaped reinforcement plate on the inner side of the hand and a circular, finely adjustable Velcro strip around the wrist.

The anatomical silicon profile pad around the styloid process of the wrist supports the circulation, improves the resorption of oedema and haematoma and prevent pressure irritation.

The use of latex-free materials provides continuous compression and makes the bandage very comfortable to wear.

INDICATIONS

- Acute phase of active arthritis in the wrist.
- Following moderate to severe distorsions.
- Tendon sheath inflammations.
- Wrist pains caused by instability and hypermobility (arthralgia).
- Stress related arthropathy.
- Interim care after the removal of a cast (follow-up care of wrist fractures).

CONTRA-INDICATIONS

Generally speaking you should see the doctor treating you about the indication and method of wearing an orthopaedic aid and if you have the following conditions:

- Allergic, inflammatory or lesion-specific skin alterations (e.g. swelling, reddening) of the body areas being treated.
- Impaired circulation or lymphatic soft tissue swelling.

Neurogenically-specific organoleptic and skin trophic disorders in the body area being treated (sensory disorders with and without skin damage).

So far no consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

SIDE-EFFECTS

To date, there have been no reports of serious general side effects with proper use and fitting.

Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restrictive, consistently shaped body fitting.

FITTING

Open the circular Velcro strip before putting on the MANUDYN® wrist bandage.

Slip your hand into the MANUDYN® and place the thumbs through the thumb openings provided.

MANUDYN® will fit properly if the reinforcement plate is positioned tightly against the musculature of the ball of the hand and the underarm **1**. The recess for the silicon pad will then surround the bony styloid process of the ulna located on the little finger **2**.

Pull the wide elastic Velcro strip circularly around the wrist for additional stabilisation **3**.

Open the circular Velcro strip to remove MANUDYN®. Reach into the bandage from the inner side of the hand with the index and middle fingers. Pull the bandage from the hand by pressing the thumb against the reinforcement plate.

WEARING COMFORT

MANUDYN® is manufactured from high tech materials and combines modern design with function and wearing comfort.

The anatomically knit shape with thumb opening prevents slipping and provides an optimal position for the bandage.

An especially flexible knit fabric optimally adapts to the contours of the wrist, thus making it very comfortable to wear.

IMPORTANT

The product is to be used by one patient only.

Improper modifications to the product and/or improper use of the product referred to above exempt the manufacturer from product liability.

Please make sure to always close the Velcro fasteners properly. As a matter of principle, damage arising from improper fastening of the Velcro fasteners is not accepted as grounds for claims.

You ought to discuss potential reciprocal health risks or other disadvantages with specific treatments that may arise in connection with the use of the product with the doctor treating you.

For the product to work effectively over a long period, it must not be worn in conjunction with fatty or acidic remedies, ointments or lotions.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All products from SPORLASTIC GmbH are subject to product inspection as part of our quality management system.

If you still have any complaints about our product, we kindly ask that you contact your specialist retailer.

CARE

We recommend that MANUDYN® be washed gently in warm water with a mild detergent and air dried, not place on a heater.

Please remove the stabilisation plate from the plastic before washing. Close the circular Velcro strip before washing. This will allow the Velcro to remain functional longer.

TIP: Slackening tension of the knitted fabric while it is being worn is revived by washing. The bandage should therefore be washed frequently.

MATERIAL COMPOSITION

67% Polyamide, 33% Lycra

MODE D'EMPLOI F

Chère cliente, cher client,

Nous vous prions de respecter minutieusement les instructions consignées dans le mode d'emploi ci-joint.

Si des questions se posent, veuillez vous adresser à votre médecin traitant, à votre magasin spécialisé le plus proche ou directement à nous.

FONCTION

MANUDYN® stabilise le poignet dans une position zéro fonctionnelle et axiale.

La stabilisation partielle du poignet est rendue possible par un serre-poignet, une barre de renfort préformée anatomiquement placée à l'intérieur de la main et à une bande velcro circulaire ajustable placée autour du poignet.

La pelote profilée en silicone, adaptée à l'anatomie, enveloppant le processus styloïde cubital (Processus styloïdeus ulnae) au niveau du poignet facilite la circulation sanguine, améliore la résorption des œdèmes et des hématomes et empêche les irritations dues à la pression.

L'utilisation de matériaux exempts de latex permet une efficacité durable de la compression et un confort intense.

INDICATIONS

- Phase aiguë d'arthrose active du poignet.
- Après une entorse légère à grave.
- Tendovaginite.
- En cas de douleurs du poignet conditionnées par une instabilité et une hypermobilité (arthralgie)
- Arthropathies de surmenage.
- Soutien temporaire après retrait d'un plâtre (par exemple le posttraitement d'une fracture du poignet).

CONTRE-INDICATIONS

Il faut toujours consulter le médecin traitant en ce qui concerne l'indication et le mode d'application d'un auxiliaire orthopédique ainsi que l'existence de maux subséquents en particulier:

- Modifications allergiques, inflammatoires ou dues à une blessure de la peau (par ex. enflures, rougeurs) dans les zones du corps à traiter.
 - Troubles de la circulation ou gonflements des parties molles lymphatiques.
 - Troubles neurogènes du système sensitif et trophique de la peau dans la zone du corps à traiter (troubles de la sensibilité avec et sans détériorations de la peau).
- Jusqu'à ce jour, aucune incompatibilité notable ni réaction allergique ne sont connues.

EFFETS SECONDAIRES

Pour un emploi conforme et une pose correcte, aucun effet secondaire général grave n'est connu jusqu'à ce jour.

Les apparitions locales de pression et les troubles de la circulation peuvent être évités individuellement si l'on tient compte d'éventuelles contre-indications et d'un positionnement sur le corps sans contrainte et adapté aux formes du corps.

POSE

- Ouvrir la bande velcro circulaire avant de poser le bandage de poignet MANUDYN®.
- Glisser la main dans le bandage MANUDYN® et passer le pouce dans l'éclisse palmaire prévue à cet effet.
- MANUDYN® s'ajuste parfaitement en place lorsque le rail de renfort palmaire est placé au niveau des muscles des éminences thénar et hypothénar et de l'avant-bras **1**. L'éclisse de la pelote en silicone incorporée entoure le processus styloïde cubital osseux situé du côté de l'auriculaire **2**.
- Pour une stabilisation plus importante du poignet, dérouler la large bande velcro élastique progressivement autour du poignet **3**.
- Ouvrir la bande velcro circulaire pour mettre MANUDYN® en place. Plaquer le bandage sur la paume à l'aide de l'index et du majeur. En exerçant une pression respective du pouce sur le rail de renfort, étirer le bandage en partant de la main.

CONFORTABLE À PORTER

MANUDYN® est fabriqué à partir des matériaux les plus innovants et allie de façon optimale design moderne, fonctionnalité et confort.

La forme anatomique du serre-poignet doté d'une éclisse palmaire adaptée empêche tout glissement et offre une pose optimale du bandage.

Un serre-poignet particulièrement étendu s'adapte de façon optimale aux contours du poignet et offre ainsi un confort extrême.

INDICATIONS IMPORTANTES

Le produit est conçu pour un emploi unique sur les patients.

Toute modification non conforme sur le produit et/ou tout emploi non conforme au produit présenté plus haut excluent une responsabilité produit du fabricant.

Les dommages, causés par une mauvaise fermeture des bandes auto-agrippantes, ne constituent pas un motif de réclamation.

D'éventuels risques réciproques pour la santé ou d'autres inconvénients lors de certains traitements qui peuvent avoir lieu en rapport avec l'emploi du produit, doivent être mis au clair par le médecin traitant.

Afin de garantir au produit une longue durée de vie et un bon fonctionnement, il ne faut pas l'utiliser en liaison avec des produits contenant des graisses et des acides, avec des pommades ou des lotions.

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Tous les produits SPORLASTIC GmbH sont soumis à des tests dans le cadre de notre système de gestion de la qualité.

Si toutefois vous avez des réclamations, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

ENTRETIEN

Pour protéger MANUDYN®, nous préconisons un lavage à l'eau tiède au moyen d'une lessive destinée aux textiles délicats, un séchage à l'air et nous recommandons de ne pas le poser sur une surface chaude.

Lors du lavage, retirer le rail de stabilisation palmaire en plastique. Fermer la bande velcro circulaire avant le lavage. Celle-ci restera ainsi fonctionnelle plus longtemps.

CONSEIL: Une tension qui perdure au-delà de la durée de port du tissu modelé est rétablie grâce au lavage. C'est pour cette raison que nous conseillons de laver assez souvent cette bandage.

COMPOSITION

67% Polyamide, 33% Lycra

INSTRUCCIONES DE USO E

Estimado/a cliente,

Le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso adjuntas. En caso de duda, le rogamos se dirija a su médico, al comercio especializado que tenga más a mano o directamente a nosotros.

FUNCIONAMIENTO

MANUDYN® estabiliza la muñeca en una posición neutral cero adaptada axial y funcionalmente.

La estabilización parcial de la muñeca es facilitada por el tejido, una férula de refuerzo palmar anatómicamente pre-moldeada y una cinta de velcro circular finamente dosificable alrededor de la muñeca.

La almohadilla perfilada de silicona anatómica incorporada entorno al proceso estiloideo (processus styloideus ulnae) en la muñeca favorece la circulación sanguínea, mejora de resorción de edemas y hematomas y evita la irritación por la presión.

El uso del material exento de látex garantiza una efecto de compresión duradero y un confort de uso muy agradable.

INDICACIONES

- Fase aguda en caso de artrosis activada de la muñeca.
- En caso de distorsiones moderadas hasta muy graves.
- Tendovaginitis.
- Dolores en la muñeca (antralgias) debido a una inestabilidad e hipermovilidad.
- Antropatías por sobreesfuerzo.
- Asistencia provisional después de quitar vendajes enyesados (p. ej. tratamiento posterior en el caso de fracturas de la muñeca).

KONTRAINDIKACIONES

En general las indicaciones y modo de empleo de los medios auxiliares ortopédicos y siempre que se den casos particulares de padecimientos ulteriores, deben consultarse con el médico:

- Modificaciones de la piel por causa de alergias, hinchazones o herida (por ejemplo, tumefacciones e inflamaciones) de la zona del cuerpo a tratar.
- Hinchazones de tejidos blandos linfáticos o que afectan a la irrigación sanguínea.
- Perturbaciones relacionadas con el sistema nervioso del sistema sensorial y dermatológico de la zona del cuerpo a tratar (perturbaciones de la sensibilidad con o sin daños dérmicos).

Hasta hoy no se conocen intolerancias perjudiciales o reacciones alérgicas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Con un uso adecuado y una colocación correcta no se conocen hasta hoy efectos secundarios generales graves.

Los fenómenos de presión locales y las reducciones de la circulación sanguínea pueden evitarse suficientemente si se observan en cada caso las correspondientes contraindicaciones y no se adoptan posturas compresoras y forzadas.

COLOCACIÓN

- Abra la cinta de velcro circular antes de colocarse la muñequera ortopédica MANUDYN®.
- Meta la mano en la MANUDYN® e introduzca el pulgar en la respectiva abertura.
- MANUDYN® tendrá la correcta forma adaptada si la férula de refuerzo volar se ciñe en unión positiva a la musculatura tenar **1**. Al mismo tiempo, la abertura de la almoadilla de silicona incorporada rodea el proceso estiloideo óseo del cúbito que se encuentra por el lado del meñique **2**.

- Para una mayor estabilidad de la muñeca, ajuste la cinta de velcro ancha elástica de forma circular alrededor de la muñeca tirando de ésta dosificadamente **3**.
- Para quitarse MANUDYN®, abra la cinta de velcro circular. Meta el dedo índice y el dedo cordial en la muñequera ortopédica por el lado de la palma. Saque la muñequera ortopédica de la mano con la ayuda de la presión opuesta del pulgar sobre la férula de refuerzo.

CONFORT DE USO

MANUDYN® está fabricada de los materiales más modernos y combina en gran medida un moderno diseño con la función y el confort de uso.

La forma del tejido anatómico con una abertura adecuada para el pulgar evita un resbalamiento y ofrece un óptimo ajuste de la muñequera ortopédica.

Un tejido muy extensible se adapta óptimamente a los contornos de la muñeca, permitiendo así un confort de uso muy bueno.

INDICACIONES IMPORTANTES

Este producto es para uso único de un sólo paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o un uso distinto para el que el producto arriba citado está destinado eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

Cierre siempre las tiras de velcro de forma correcta. Los daños ocasionados por un cierre incorrecto de las tiras de velcro no son nunca motivo de reclamación.

Los posibles riesgos para la salud o cualquier daño en determinados tratamientos que pudieran producirse en relación con el uso de este producto deben ser consul-tados con su médico.

A fin de que este producto tenga una larga duración y funcionalidad, no debe ser usado con materias grasas y ácidas, pomadas o lociones.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Todos los productos de SPORLASTIC GmbH están sujetos a inspecciones en el marco de nuestro sistema de gestión de la calidad.

No obstante, si usted quisiera hacer alguna reclamación sobre nuestro producto, le rogamos que se ponga en contacto con su tienda especializada.

CUIDADO

Recomendamos lavar MANUDYN® cuidadosamente en agua tibia con detergente fino, secarla al aire y no colocarla sobre el radiador.

Para lavar, quite por favor la férula estabilizadora volar de plástico. Cierre la cinta de velcro circular antes de lavar. De ese modo, el cierre de velcro conservará su capacidad de funcionamiento por más tiempo.

SUGERENCIA: si el entramado morfológico pierde su capacidad de ejercer compresión, ésta se recupera al hacerse el lavado. Por este motivo recomendamos lavar frecuentemente la vendaje.

COMPOSICION DEL MATERIAL

67% poliamida, 33% lycra

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il prodotto è adatto esclusivamente per la cura di un unico paziente.

Le modifiche non appropriate al prodotto e/o un impiego non conforme allo scopo previsto del prodotto su menzionato comportano l'esclusione di tutti i diritti di garanzia concessi dal produttore.

Chiedere sempre regolarmente le chiusure in velcro. I danni causati da una chiusura inappropriata delle chiusure in velcro non rappresentano motivo di reclamo in linea di massima.

I possibili rischi reciproci per la salute o altri inconvenienti in determinati trattamenti, che possono risultare dall'impiego del prodotto, sono da valutare con il medico curante.

FUNZIONE

MANUDYN® stabilizza il polso in una posizione assiale e funzionale di riposo.

La stabilizzazione parziale del polso è ottenuta grazie alla combinazione tra il tessuto, una stecca palmare modellata anatomicamente ed un cinturino circolare a velcro regolabile attorno al polso.

Il cuscinetto anatomico in silicone, integrato nel cinturino

attorno al processo stiloideo ulnare del polso, favorisce la circolazione sanguigna, migliora l'assorbimento di edemi ed ematomi ed evita irritazioni da compressione.

L'uso di materiali non contenenti lattice assicura una compressione costante ed un comfort elevato.

INDICAZIONI

- artrosi del polso in fase acuta
- distorsioni da moderate a gravi
- tendiniti
- dolori al polso (artralgie) causate da instabilità ed ipermobilità n artropatie da sovraccarico
- Supporto provvisorio in seguito alla rimozione di ingesature (per es. terapia supplementare di fratture del polso).

CONTROINDICAZIONI

In linea di principio è opportuno consultare il medico curante sia per le indicazioni e la modalità da seguire nell'indossare un supporto ortopedico, sia nel caso di successivi stati patologici:

- Cambiamenti cutanei dovuti ad allergie, infiammazioni oppure lesioni (per esempio tumefazione, arrossamento) elle regioni corporee da curare.
- Circolazione sanguigna pregiudicata o tumefazioni infatiche delle parti molli.
- Disfunzioni a sfondo neurogeno degli organi sensoriali e trofica cutanea nella regione corporea da curare (disfunzioni sensoriali con o senza danni cutanei).

Finora non sono state riscontrate complicazioni in seguito a intolleranze o reazioni allergiche.

EFFETTI COLLATERALI

In seguito ad un'applicazione ed impiego appropriato non sono stati riscontranti effetti collaterali rilevanti.

Le lesioni da pressione e una ridotta circolazione sanguigna possono essere evitate attenendosi alle eventuali controindicazioni ed applicando il supporto adattandolo individualmente all'arto e senza stringerlo troppo.

APPLICAZIONE

- Aprire il cinturino circolare a velcro, prima di applicare il tutore MANUDYN®.
- Infilare la mano nel MANUDYN®, inserendo il pollice nell'apposito foro.
- Il MANUDYN® è della misura giusta se la stecca volare si adatta perfettamente alla muscolatura dell'eminenza palmare e all'avambraccio **1**. Il foro nel cuscinetto in silicone integrato nel cinturino deve avvolgere l'osso del processo stiloideo ulnare, che si trova dal lato del mig-nolo **2**.
- Stabilizzare ulteriormente il polso, stringendo in modo deciso il cinturino elastico a velcro e avvolgendolo attorno al polso **3**.
- Per togliere il MANUDYN®, aprire il cinturino a velcro circolare. Inserire l'indice ed il dito medio nel tutore dalla parte palmare. Facendo pressione con il pollice sulla stecca, rimuovere il tutore dalla mano.

COMFORT

Il MANUDYN® è stato fabbricato utilizzando i materiali più moderni ed unisce perfettamente un design moderno con funzionalità ed comfort.

Il tessuto anatomico con l'apposito foro per il pollice impedisce al tutore di spostarsi e ne assicura una tenuta sempre ottimale.

Il tessuto particolarmente elastico si adatta in modo ottimale alla forma del polso ed assicura quindi un comfort elevato.

Se nonostante ciò avete dei reclami in merito ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattare il vostro negozio specializzato.

PULIZIA

Consigliamo di lavare MANUDYN® con acqua tiepida ed un detergente per lavaggi a freddo, lasciando asciugare all'aria e non posizionandolo sul radiatore.

Per lavare il tutore si consiglia di rimuovere la stecca volare in plastica. Chiudere il cinturino circolare a velcro prima di effettuare il lavaggio. In tal modo la chiusura a velcro conserverà più a lungo la sua funzionalità.

CONSIGLIO: la minore tensione del tessuto elasticizzato dovuta all'uso viene ripristinata con il lavaggio. Consigliamo pertanto di lavare l' bendaggio con una certa frequenza.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

67% poliamide, 33% lycra

GEBRUIKSAANWIJZING NL

Geachte klant,

Wij vragen u, de e bijgevoegde gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht te nemen.

Gelieve bij eventuele vragen contact op te nemen met de behandelende arts, uw dichtstbijzijnde vakhandelaar of rechtstreeks met ons.

FUNCTIE

MANUDYN® stabiliseert het handgewricht in een neutrale positie die aangepast is aan de as en de functie.

De gedeeltelijke stabilisering van het handgewricht wordt mogelijk gemaakt door het speciale weefsel, een anatomisch voorgevormde versterkingsbeugel aan de binnenzijde van de hand en een circulaire, fijn doseerbare klittenband rondom het handgewricht.

De geïntegreerde anatomische siliconenpelotte rondom het botvormig uitsteeksel aan het distale uiteinde van de ellepijp (Processus styloideus ulnae) aan het handgewricht bevordert de doorbloeding, verbetert de resorptie van oedemen en hematomen en voorkomt drukirritaties.

Het gebruik van latexvrij materiaal zorgt voor een duurzame compressiewerking en uitstekend draagcomfort.

INDICATIES

- Acute fase bij geactiveerde artrose van het handgewricht.
- Na matige tot ernstige distorsies.
- Peesschedeontstekeningen.
- Pijn in het handgewricht door instabiliteit en hypermobiliteit (artralgiën).
- Artropathieën door overbelasting.
- Tijdelijke ondersteuning na verwijdering van gipsverbanden (bijv. nabehandeling bij handgewrichtfracturen).

CONTRA-INDICATIES

Principieel dient met betrekking tot indicatie en draagmodus van een orthopedisch hulpmiddel over het algemeen en in het bijzonder indien onderstaande symptomen zich voordoen de behandelende arts geraadpleegd te worden:

- Allergische, of door ontsteking veroorzaakte huidveranderingen (bijv. zwellingen, het rood worden van de huid) van de te verzorgen lichaamsdelen.
- Circulatiebelemmeringen of lymfatische zwellingen van weke delen.
- Neurogeen veroorzaakte sensorische en belangrijke trofische storingen in de te verzorgen lichaamsdelen (gevoelsstoringen met en zonder schade aan de huid).

Tot nu toe zijn geen onverenigbaarheden of allergische reacties bekend.

ONGEWENSTE EFFECTEN

Bij deskundige toepassing en correct aanleggen zijn tot nu toe geen ernstige algemene ongewenste effecten bekend.

Lokale drukverschijnselen en circulatiebelemmeringen kunnen rekening houdend met eventuele contra-indicaties en bij niet in de bewegingsvrijheid beperkende, in vorm nauw aansluitende positie op het lichaam individueel met voldoende zekerheid worden vermeden.

AANBRENGEN

- Open de circulaire klittenband voor u de MANUDYN® handgewrichtbandage aanlegt.
- Schuif de hand in de MANUDYN® en schuif de duim door de voorziene duimuitsparing.
- MANUDYN® heeft de juiste pasvorm als de versterkings-

beugel perfect tegen de handbalmusculatuur en de onderarm aanligt **1**. De uitsparing van de geïntegreerde siliconenpelotte omsluit daarbij het botvormig uitsteeksel aan het distale uiteinde van de ellepijp **2**.

- Voor een verdere stabilisatie van het handgewricht trek t u de elastische brede klittenband stevig maar niet te strak circulaire om het handgewricht **3**.
- Om MANUDYN® uit te doen, opent u de circulaire klittenband. Grijp met wijs- en middelvinger van de binnenzijde van de hand in de bandage. Met de tegenoverliggende druk van de duim op de versterkingsbeugel trek t u de bandage van de hand.

DRAAGCOMFORT

MANUDYN® is gemaakt uit de modernste materialen en combineert in hoge mate modern design met functiona-liteit en draagcomfort.

De anatomische vorm van de gebreide stof met aangepaste duimuitsparing voorkomt verschuiven en biedt een optimale pasvorm van de bandage.

Een bijzonder rekbaar breiwerk past zich optimaal aan de contouren van het handgewricht aan en biedt zo een uitstekend draagcomfort.

BELANGRIJKE INSTRUCITIES

Het product is slechts voor de verzorging van één patiënt bestemd.

Ondeskundige veranderingen aan het product en / of ondoelmatig gebruik van het hierboven vermelde product sluiten de productaansprakelijkheid van de producent uit.

Sluit het klittenband altijd correct. Schade, die wordt veroorzaakt omdat het klittenband niet correct is gesloten, kan nooit een reden tot reclamatie zijn.

Mogelijke wederzijdse risico's voor de gezondheid of andere nadelen bij bepaalde behandelingen, die in verband met het gebruik van het product kunnen ontstaan, dienen te worden besproken met de behandelende arts.

Opdat het product een lange levensduur en functie biedt, mag het niet worden gedragen in verbinding met vet- en zuurhoudende middelen, zalven of lotions.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Alle producten van SPORLASTIC GmbH worden onderworpen aan de producttests van ons kwaliteitsmanagementstysteem.

Mocht u desondanks aanmerkingen over onze producten hebben, neem dan contact op met uw plaatselijke vakhandel.

ONDERHOUD

Wij raden aan MANUDYN® voorzichtig in handwarm water te wassen met een wasmiddel voor de fijne was, aan de lucht te laten drogen en niet op een verwarmingselement te leggen.

Voor het wassen verwijdert u de stabilisatiebeugel uit kunststof. Sluit de circulaire klittenband voor het wassen. Zo blijft de klittenband langer in staat zijn functie te vervullen.

TIP: wassen herstelt een voor de draagduur aanhoudende spanning van het breiwerk. Wij raden daarom aan, de bandage regelmatig te wassen.

MATERIAALSAMENSTELLING

67% polyamide, 33% lycra

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL

Szanowny Pacjencie,

prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytku. Jeżeli masz jakies pytania, zwróć się do Twe-go lekarza, do najbliższego specjalistycznego punktu handlowego lub bezpośrednio do nas.

FUNKCJA

Opaska MANUDYN® stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy w osiowo i funkcjonalnie neutralnym położeniu.

Czesciowa stabilizacja stawu promieniowo-nadgarstkowego zapewnia dzianina, anatomicznie uformowana szyna wzmacniająca, która znajduje się po wewnetrznej stronie dłoni, oraz przechodząca okrecznie tasma rze-powa, która można precyzyjnie naciagac wokół stawu promieniowo-nadgarstkowego.

Zintegrowana anatomiczna pelota z silikonu przylega wokół wyrostka rylcowatego (processus styloideus ulnae) przy stawie promieniowo-nadgarstkowym i wspomaga ukrwienie, poprawia resorpcje obrzeków i krwaków, a także zmniejsza podrażnienia spowodowane przez ucisk.

Zastosowany materiał nie zawiera lateksu, dzięki czemu

zapewnia trwałe oddziaływanie uciskiem i bardzo wysoki komfort noszenia.

WSKAZANIA

- ostre fazy aktywnej artrozy stawu promieniowo.
- nadgarstkowego.
- stany po umiarkowanych i ciężkich skreceniach.
- zapalenia pochewki sciega.
- bóle stawu promieniowo-nadgarstkowego spowodowane niestabilnoscia i nadmierna ruchliwoscia (ar tralgie).
- artropatie spowodowane przeciazaniem.
- okresowe leczenie po zdemciu opatrunków gipsowych (np. kontynuacja leczenia przy peknieciach stawu promieniowonadgarstkowego).

PRZECIWSKAZANIA

Zasadniczo o zastosowaniu pomocy ortopedycznych i sposobie ich uzytkowania decyduje lekarz prowadzacy. Zasada ta obowiazuje szczegolnie wtedy, gdy istnieja nastepujace stany chorobowe:

- Allergiczne,zapalneispowodowanezranieniamizmiany skóry (np. obrzeki, zaczerwienienie) leczonych partii ciała.
- Zakłócenia ukrwienia lub limfatyczne obrzeki tkanek miekkich.
- Uwarunkowane neurogennie zakłócenia czucia i odzyswania tkanek skóry (trofiki) leczonych partii ciała (zakłócenia czucia z i bez uszkodzenia skóry).

Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono żadnych powaznych powiklan zwiazanych z nietolerancja lub reakcjami alergicznymi na zastosowane materiały.

SKUTKI UBOCZNE DZIAŁANIA UBOCZNE

Przy właściwym stosowaniu i poprawnym zakładaniu nie wystąpiły do dzisiaj żadne powazne ogólne działania uboczne.

Objawów nacisku na skórę i nerwy oraz zakłócen cyrkulacji można skutecznie i pewnie uniknac uwzględniajac ewentualnie istniejace przeciwwskazania i unikajac zbyt ciasnego, przylegajacego do ciała zakładania.

ZAKŁADANIE

- Przedzałożeniemopaskistawupromieniowo-nadgarstkowego MANUDYN® otwórz przebiegająca okrecznie tasma rze-powa.
- WłózdłonwopaskeMANUDYN® iwsunkciukwprzewidziane dla niego wybranie.
- Kształt opaski MANUDYN® jest prawidłowy, jezeli dloniowa szyna wzmacniająca dokładnie przylega do miesni klebu kciuka i do przedramienia **1**.Wybranie pod zintegrowana silikonowa pelote obejmuje przy tym znajdujący się od strony małego palca kostny rylcowaty wyrostek kosci łokciowej **2**.
- Aby zwiekszyc stabilizacje stawu promieniowo-nadgarstkowego, dociągnij z dozowanym naprezeniem elastyczna szeroka tasma rze-powa, która przebiega okrecznie wokół stawu promieniowo-nadgarstkowego **3**.
- Aby zdjac opaske MANUDYN®, otwórz okreczna tasma rze-powa. Uchwyc opaske od wewnetrznej strony dloni palcami wskazuującym i srodkowym. Opaske sciągnij z dloni, naciągając z drugiej strony kciukiem na szyne wzmacniająca.

KOMFORT NOSZENIA

Opaska MANUDYN® jest wykonana z najnowocześniejszych materiałów i w duzym stopniu łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnoscia i komfortem noszenia.

Anatomiczny kształt dzianiny z dopasowanym wybraniem pod kciuk zapobiega zsuwaniu opaski i zapewnia jej optymalne osadzenie.

Dzianina jest bardzo odporna na rozciąganie i dopasowuje się optymalnie do konturów stawu promieniowo-nadgarstkowego, co zapewnia bardzo wysoki komfort noszenia.

WAZNE WSKAZÓWKI

Produkt jest przeznaczony do uzytkowania tylko przez jednego pacjenta.

Wprowadzenie niefachowych zmian w przedstawionym powyzej produkcie i/lub jego niezgodne z przeznaczeniem stosowanie zwalnia producenta ze spoczywajacej na nim odpowiedzialności cywilnej.

Należy zawsze prawidłowo zapinać rzepy. Szkody spowodowane przez nieprawidłowe zapinanie rzepów nie stanowią podstawy do reklamacji.

Ewentualnie możliwe zdrowotne ryzyko lub inne negatywne zjawiska podczas okreslonego leczenia, jakie mogą wystapic w zwiazku ze stosowaniem produktu, należy omowić z prowadzającym lekarzem.

Aby produkt był trwały i spełniał swoja funkcje, nie może byc noszony w polaczeniu ze srodkami, maseciami i plynami zawierającymi tłuszcze i kwasy.

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA

Wszystkie produkty firmy SPORLASTIC GmbH podlegają kontroli w ramach naszego systemu zarządzania jakością.

Jeśli jednak chcą Państwo zgłosić reklamację dotyczącą naszego produktu, prosimy skontaktować się ze sklepem specjalistycznym.

PIELEGNACJA

Zalecamy pranie opaski MANUDYN® w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego srodka do prania. Wyprana opaske należy suszyc na powietrzu (nie suszyc na kaloryferze).

Do prania zalecamy wyciagniecie wykonanej ze sztucznego tworzywa dloniowej szyny stabilizujacej. Przed praniem zapnij okreczna tasma rze-powa, przedluzy to zywotnosc rzepowego zapiecia.

WSKAZÓWKA: W trakcie noszenia naprężenie dzianiny maleje i powraca po praniu. Dlatego zalecamy częstsze pranie opaska.

MATERIAL

67% poliamid, 33% elasthan



SPORLASTIC GmbH Medizinische Produkte

Weberstraße 1 • 72622 Nürtingen • Germany
Postfach 14 48 • 72604 Nürtingen • Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81 • Fax +49 70 22/70 51 13

info@sporlastic.de • www.sporlastic.de