



medi fix

Klebelotion
Adhesive lotion
Lotion adhésive
Loción adhesiva

medi. i feel better.

Klebelotion zur Befestigung von medizinischen Kompressionsstrümpfen und elastischen, kompressiven Gestriicken

Anwendung

Ziehen Sie Ihren Kompressionsstrumpf an und überprüfen den korrekten Sitz. Klappen Sie das Bündchen oder den Trikotrand auf „links“ um. Tragen Sie medi fix dünn und gleichmäßig auf die Haut auf. Klappen Sie den oberen Strumpfabschluss hoch und drücken das Gestrick gegen die Klebefläche. Der Strumpf sitzt jetzt den ganzen Tag rutschfrei und sicher.

Reinigung

medi fix hinterlässt keine Flecken und lässt sich mit Wasser und Seife einfach von der Haut abwaschen. Den Kompressionsstrumpf bitte entsprechend der Angaben im Einnähetikett oder der Anziehanleitung waschen und trocknen.

Inhaltsstoffe

Water, Alcohol denat., VP/VA Copolymer, Glycerin.

Tipp

Bei Unverträglichkeit auf die Inhaltsstoffe bitte den Strumpf ausziehen und die Haut sorgfältig reinigen. Bitte lassen Sie sich im medizinischen Fachhandel ggf. über eine alternative Strumpfbefestigung beraten. Bei starker Behaarung ggf. die Hauptpartie rasieren bzw. enthaaren. Bitte nach Gebrauch den Roller schließen. So verhindern Sie das Eintrocknen der Lotion. Bitte ausschließlich an Beinen, Armen und unverletzter Haut verwenden.

Adhesive lotion for securing medical compression stockings and elastic Compression garments

Instruction for use

Put your compression garment on and make sure it fits properly. Turn down the topband or the tricot top. Apply medi fix sparingly and evenly to your skin. Turn the top of the garment back up and press the knit against the adhesive. It will remain in place all day.

Washing instructions

medi fix does not leave any stains and is easily washed off the skin with soap and water. Please wash and dry the compression garment according to the instructions provided.

Ingredients

Water, Alcohol denat., VP/VA Copolymer, Glycerin.

Special Notes

If you react to any of the constituents, please take the garment off and wash your skin carefully. If necessary, please ask your specialist medical retailer about alternative ways of securing your garment. Remove excess hair in the contact area. Replaced lid after use. Only to be used on arms or legs; avoid application to broken skin.

Lotion adhésive pour la fixation des bas de compression médicaux et des tricotés compressifs élastiques

Utilisation

Enfilez votre bas de compression et vérifiez qu'il est correctement mis en place. Rabattez la bordure du bas ou du tricot à l'envers. Appliquez medi fix sur la peau, en couche mince et régulière. Remettez en place la bordure supérieure du bas et pressez le tricot contre la surface adhésive. Le bas reste maintenant en place de manière sûre durant toute la journée, sans glisser.

Le bon entretien

medi fix ne tâche pas et peut être facilement retiré de la peau avec de l'eau et du savon. Veuillez laver et sécher le bas de compression selon les indications figurant sur l'étiquette cousue sur celui-ci ou dans le mode d'emploi.

Composants

Eau, Alcohol denat., VP/VA Copolymère, Glycérine.

Recommandations particulières

En cas d'intolérance aux substances contenues dans le produit, veuillez retirer le bas et nettoyer soigneusement la peau. Demandez ensuite conseil auprès de votre détaillant spécialisé en articles médicaux au sujet d'un autre mode de fixation du bas, le cas échéant.

Loción adhesiva para la fijación de medias médicas de compresión y tejidos elásticos compresivos

Modo de empleo

Vista sus medias de compresión y compruebe que la colocación es correcta. Dele la vuelta al elástico o al borde tricotado, volviéndolo del "revés". Aplique una capa fina y homogénea de medi fix sobre la piel. Vuelva a girar el borde de la media hacia arriba y apriete el tejido contra la superficie adhesiva. La media permanecerá ahora fija y sin deslizamientos durante todo el día.

El cuidado adecuado

medi fix no deja manchas y se puede eliminar de la piel fácilmente con agua y jabón. Por favor, lave y seque la media de favor, según las indicaciones de la etiqueta o de las instrucciones de colocación.

Ingredientes

Agua, alcohol desna, VP/PA Copolímero y glicerina.

Consejos

En caso de intolerancia frente a alguno de los componentes, le rogamos que retire la media y limpie cuidadosamente la piel. En este caso, pida consejo en una tienda especializada en productos médicos sobre un medio de fijación alternativo para las medias. En caso de densa velloidad, aplicar luego de la extracción del vello o depilación. Cerrar bien después de usar, para evitar que la loción se seque. Aplicar solamente sobre piernas, brazos y piel sin heridas.

medi day gel

Kühlende Hautpflege mit Rosskastanie
Cooling skin care gel with horse chestnut
Soin rafraîchissant pour la peau à l'extrait de marron d'Inde
Cuidado refrescante de la piel con castaño de indias

medi night creme

Regenerierende Hautpflege mit Hamamelis
Regenerating skin care cream with witch hazel
Soin régénérant pour la peau à l'hamamélis
Cuidado regenerador de la piel con hamamelis

medi fresh spray

Erfrischende Hautpflege mit Menthol
Refreshing skin care with menthol
Soin rafraîchissant pour la peau au menthol
Cuidado refrescante de la piel con mentol

medi soft

Feuchtigkeitsspendender Cremeschaum
Moisturising skin care with horse chestnut
Mousse crème hydratante
Espuma cremosa hidratante

medi neutralseife

Pflege und milde Reinigung für Liner, Stumpf und Strumpf
Care for liner, residual limb and stocking
Soin pour les liners, les moignons et les bas
Cuidado para el encaje, el muñón y la media

medi spray

Anziehhilfe für Silikonliner
Donning aid for siliconeliner
Aide à l'enfilage pour les liners en silicone
Ayuda para la colocación de encajes de silicona

medi novee

Entspannendes Fußbad
Relaxing footbath lotion
Bain relaxant pour les pieds
Baño de relajación para los pies

medi smooth

Natürliches Fußpeeling
Natural foot exfoliator
Peeling naturel pour les pieds
Peeling natural para la piel del pie

medi blando

Intensivpflege für trockene Füße
Intensive care for dry feet
Soin intensif pour pieds secs
Cuidado intensivo para pies secos

medi fix

Klebelotion
Adhesive lotion
Lotion adhésive
Loción adhesiva

medi spot ex

Fleckenstift
Stain removing fluid
Gel détachant
Lápiz quitamanchas

medi clean

Spezielles Handwaschmittel
Special hand washing liquid
Lessive spéciale lavage à la main
Detergente especial

medi aloe vera gel

Feuchtigkeitsspendende Hautpflege
Moisturising skin care
Soin cutané hydratant
Cuidado hidratante para la piel

medi special creme

Pflegecreme für besonders gereizte Hautstellen
Skin care cream for irritated skin
Crème de soin pour les peaux particulièrement irritées
Crema para el cuidado de la piel especialmente irritada

