

OMRON NE-U22

OMRON *MicroAIR*

Elektronisches Inhalationsgerät mit Membrantechnologie



- Membrantechnologie für die Erzeugung eines therapeutisch wirksamen Aerosols
- Metall-Membran für hohe Haltbarkeit
- Ausnutzung des Medikaments bis zum „letzten Tropfen“
- Leichtgewicht: 147g incl. Batterien
- Niedriger Stromverbrauch:
4 Stunden Dauerbetrieb mit 2 Alkaline-Batterien
- Kleinste Größe aller elektronischer Vernebler
- Abnehmbare Vernebler-Einheit zur einfachen Reinigung
- Alternative zu Dosier-Aerosolen

OMRON *MicroAir*

<i>Produktbezeichnung:</i>	Elektronisches Membran-Inhalationsgerät
<i>Modellbezeichnung:</i>	OMRON MicroAIR NE-U22
<i>Abmessungen Gerät:</i>	ca.. 38 mm (Breite) x 104 mm (Höhe) x 51 mm (Tiefe)
<i>Gewicht:</i>	ca. 97 g (ohne Batterien)
<i>Spannungsversorgung:</i>	3 VDC (zwei Alkaline-Batterien TypeAA/LR6) 2.4 VDC (zwei wiederaufladbare NIMH-Batterien) Netzadapter (optional) 230 VAC, 50 Hz
<i>Batterie-Lebensdauer</i>	8 Tage, bei 30 min. Nutzung täglich
<i>Leistungsverbrauch:</i>	ca. 1.5 W
<i>Schwingungsfrequenz:</i>	ca. 180 KHz
<i>Verneblungsrate:</i>	mind. 0,25 ml/min, typisch: 0.4 – 0.5 ml/min*
<i>Partikelgröße (MMAD)**:</i>	zwischen 3.4 und 6.0 µm, typisch: 4,9 µm *
<i>Fassungsvermögen des Medikamentenbehälters:</i>	7 ml
<i>Restinhalt Medikamentenbehälter:</i>	ca. 0.1 ml
<i>Betriebsbedingungen:</i>	10° ~ 40°C, 30%~85% Relative Feuchte
<i>Aufbewahrungsbedingungen:</i>	-20° ~ 60°C, 30%~95% Relative Feuchte
<i>Verpackungsdaten:</i>	180 (Breite) x 150 (Höhe) x 80 (Tiefe) mm; 0,550kg
<i>EU-Repräsentant:</i>	OMRON Healthcare Europe B.V., Kruisweg 577, Hoofddorp, Niederlande
<i>Hersteller:</i>	CE 0197 OMRON Matsusaka Co. Ltd., Japan

Veränderungen der Dokumentation und/oder sonstiger Spezifikationen vorbehalten.

*Werte ermittelt mit 0.9% NaCl Lösung. Bitte beachten Sie, dass der Wert mit dem Medikamententyp variieren kann.

**MMAD = Mittlerer Massen-Aerodynamischer Durchmesser, unabhängig ermittelt gemäß des europäischen Standards für Vernebler EN 13544-1

<i>Mitgeliefertes Zubehör:</i>	Bestell.-Nr.
Vernebler-Membranabdeckung (inkl. Membran)	7997117-0
Mundstück	4997114-6
Maskenadapter	4997115-4
Erwachsenen-Maske	A040002
Kinder-Maske	A040003
Schutzhaube der Basiseinheit	4997122-7
Aufbewahrungstasche	P040000
<i>Optional erhältliches Zubehör:</i>	
Netzadapter	3027804-0
Batteriedeckel	4997121-9