

Spielen erlaubt!



**BORT-Bandagen:
Auch für Kinder.**

Kein Spiel ist ohne Gefahr.



BORT-Bandagen: Auch für Kinder.

Wenn Kinder spielen, sind Verletzungen leider nicht immer ausgeschlossen. Bei BORT finden Sie daher ab sofort Bandagen für Daumen, Handgelenk, Schultergürtel, Knie und Knöchel auch in kleinen Größen. Wie alle unsere Medizinprodukte wurde das „BORT-Programm **für Kinder**“ in enger Kooperation mit Medizinern und Therapeuten, Orthopädietechnikern und Designern erarbeitet. Durch diese Kooperation können wir ständig Bewährtes weiter verbessern und neue Produktinnovationen in hoher Qualität entwickeln. BORT-Bandagen **für Kinder** unterliegen strengen Qualitätskontrollen, damit sich kleine Patienten ganz auf ein großes Ziel konzentrieren können: Möglichst schnell wieder gesund zu werden.



Dieses Zeichen und der Hinweis **„Für Kinder“** stehen ab sofort für BORT-Bandagen in Kindergröße!

Achten Sie darauf, denn Verletzungen bei Kindern brauchen optimale Unterstützung.



BORT-Bandagen für Kinder

Der natürliche Bewegungsdrang bringt Kinder manchmal in Gefahren, die Erwachsene längst vergessen haben. Da macht es keinen Unterschied, ob man gerade Cowboy oder Indianer ist: Mann, tut das weh!



BORT Cervicalstütze

Art. Nr. 127 260 K

Pos. Nr. 23.12.03.0027
(Bisher: 05.12.01.0010)



Halsumfang bis 33 cm
Kinnhöhe 5,0/6,0 cm

Cervicalstütze aus weichem, offenporigem Schaumstoff mit Kehlkopfaussparung und Klettverschluss, zum Tragen bei Tag und bei Nacht.

Indikationen: Schleudertrauma der Halswirbelsäule, schmerzhafter Schiefhals, nach Operationen.



BORT DigiSoft® - Fingerorthese

Art. Nr. 112 770 K

Pos. Nr. 23.07.01.0002



Länge Hand
11 - 14 cm

Fingerschiene mit verformbarer Alu-Schiene und variabel positionierbaren Klettverschlüssen an Mittelhand und Fingern.

Indikationen: Verletzungen und operative Eingriffe, Ruhigstellung nach Gipsverband, Redression.



BORT SellaTex®

Art. Nr. 112 050 K

Pos. Nr. 23.07.02.2007
(Bisher: 05.07.02.2035)



Umfang Handgelenk
13-15 cm

Feste Bandage aus atmungsaktivem Material mit Daumeneinfassung, volarer und dorsaler Handgelenkschiene sowie dorsaler Daumenschiene.

Indikationen: Nach Daumenfraktur, ulnarer/radialer Bandverletzung des Daumens, Schutz vor Fehlbewegungen, Tendopathie.



BORT ManuStabil® kurz

Art. Nr. 112 730 K

Pos. Nr. 23.07.02.4019
(Bisher: 05.07.02.2012)



Umfang Handgelenk
13-15 cm

Feste Bandage mit drei Klettverschlüssen, volarer und dorsaler Schiene und zirkulärem Stabilo®-Band. **Auch nachts zu tragen.**

Indikationen: Nach Gipsverband, Ruhigstellung des Handgelenks nach nicht-knocherner Verletzung, Radialisnervlähmung (Fallhand).

Jetzt brauchen kleine Helden große Hilfe: BORT-Bandagen entlasten, schützen, lindern den Schmerz und unterstützen die Heilung. Weil der nächste Spielgefährte wahrscheinlich schon wartet.




BORT StabiloFix®

Art. Nr. 104 600 K

Pos. Nr. 23.13.01.0008

(Bisher: 05.13.01.1000)



Brustumfang
50-70 cm

Bandage zum Einsatz als **Geradehalter** zur Haltungskorrektur und als **Claviculabandage** bei Verletzungen des Schlüsselbeins aus weichem, hautfreundlichem Material.

Indikationen: Bei Haltungsschwächen, Schlüsselbeinfraktur.



BORT Patellabandage bei Osgood-Schlatter

Art. Nr. 114 510 K

Pos. Nr. 05.04.01.1006



d-Maß 23 - 26 cm
f-Maß 28 - 32 cm

Kniebandage mit Silikonpelotte zur Druckentlastung am Ansatz der Patellarsehne. Je ein Stab für besseren seitlichen Halt.

Indikationen: Morbus Osgood-Schlatter, Gelenkerguss, Schwellung.



BORT StabiloGen® Eco

Art. Nr. 114 520 K

Pos. Nr. 05.04.01.0001



d-Maß 23 - 26 cm
f-Maß 28 - 32 cm

Patella-Fixationsbandage mit eingearbeiteter Silikonpelotte und je einem seitlichen Stab.

Indikationen: Patellainstabilität, Gelenkerguss, Schwellung, postoperative Reizzustände, Bandschwäche.



BORT Stabilo® Kniebandage mit Gelenk

Art. Nr. 150 140 K

Pos. Nr. 23.04.03.0039

(Bisher: 05.04.02.0003)



d-Maß 23 - 26 cm
f-Maß 28 - 32 cm

Kniebandage mit Silikonpelotte, schränkbarem Gelenk mit Begrenzung der Extension bei 0° und zirkulären Fixiergurten an Ober- und Unterschenkel.

Indikationen: Seitenbandinsuffizienz des Kniegelenks.

Bei diesem Spiel steht ein Gewinner schon fest: Die Gesundheit!





BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung

Art. Nr. 145 000 K

0°: Pos. Nr. 23.04.01.0xxx

20°: Pos. Nr. 23.04.01.1xxx

*Körpergröße
80 - 145 cm*

3-teilige Schiene zur Fixierung des Kniegelenks in 0°- oder 20°-Beugung. Mediale und laterale Schiene frei positionierbar, Innenseite mit Frottee kaschiert.

Indikationen: Vollständige Ruhigstellung des Kniegelenks.



BORT TaloStabil® Eco

Art. Nr. 054 600 K

Pos. Nr. 05.02.01.0007



*Umfang Fessel:
17 - 19 cm*

Dreidimensional formgestrickte Zweizugbandage mit zwei Silikonpelotten zur Massage. **Links und rechts einsetzbar.**

Indikationen: Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband.



BORT TaloFX®

Art. Nr. 054 800 K

Pos. Nr. 23.02.02.1017

(Bisher: 05.02.03.0087)



*Umfang Fessel:
17 - 19 cm*

Soft-Orthese mit DynamicForceControl-Technologie (DFC) für effektive Stabilisierung des Knöchels mit bilateralen, weich abgepolsterten Schalen.

Begrenzung des Talus-Vorschubs durch Kreuzzügeln. Nicht aufragend, daher problemlos im Schuh zu tragen.

Indikationen: Konservative Behandlung von Pronations- und Supinations-traumen.



BORT Verkürzungs- ausgleich aus Silikon

Art. Nr. 930 200 K

Pos. Nr. 08.03.06.1xxx

*Schuhgröße
33 - 35*

*Höhen:
3mm, 5mm, 8mm
oder 10mm*

Fersenpolster aus Silikon zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen, zur Anwendung im Schuh. Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm.

Indikationen: Ausgleich von Beinlängendifferenzen.

Orthopädie | Chirurgie | Sportmedizin | Rehabilitation

278-Kids/D-04/10 w/m



BORT GmbH

Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt
Ziegeleistraße 39-43 · D-71384 Weinstadt
Telefon 07151 99200-0
Telefax 07151 99200-50
medical@bort.com
www.bort.com

ORTHOPÄDIE | CHIRURGIE | SPORTMEDIZIN | REHABILITATION