



! Jetzt mit  
HMV-Nummern

### AQUATEC PICO

- ... Modulares Duschstuhlssystem
- ... Belastbar bis 160 kg!
- ... Vier Ausstattungsmöglichkeiten
- ... Einfache und schnelle Montage – ohne Werkzeug
- ... Strukturierte Oberfläche des Sitzes sorgt für sicheren Halt
- ... Großer Hygieneausschnitt, wahlweise vorne oder hinten, durch zwei Anbringungsmöglichkeiten der Rückenlehne
- ... Höhenverstellbare Standbeine
- ... Gummi-Füße geben sicheren Stand
- ... Einfach zu reinigen, da glatte Oberflächen
- ... Rostfrei
- ... Sehr leicht



PICO komplett, mit Rückenlehne  
und Armlehnen



Hygieneausschnitt hinten



PICO




PICO mit Armlehnen



PICO mit Rückenlehne



Bestellnummern	AQUATEC PICO
Duschhocker	9.20.001
Duschhocker mit Armlehnen	9.21.001
Duschstuhl komplett	9.22.001
Rückenlehne	16469
Armlehnen (Paar)	16468
<b>Hilfsmittelverzeichnisnummern</b>	
Duschhocker mit Armlehnen	04.40.03.1009
Duschstuhl komplett	04.40.03.2012
<b>Abmessungen</b>	
Sitzbreite (A)	430 mm
Sitztiefe (B)	420 mm
Sitzhöhe (C)	425-575 mm
Gesamtbreite (D)	575 mm
Gesamttiefe (E)	520 mm
Gesamthöhe (F)	825-975 mm
Höhe bis Armlehnen (G)	425-575 mm
Breite zwischen den Armlehnen (H)	430 mm
Breite Hygieneausschnitt	180 mm
Tiefe Hygieneausschnitt	145 mm
Abstufung Höhenverstellung	25 mm
<b>Weiteres</b>	
Gewicht Duschhocker	3,2 kg
Gewicht Duschhocker mit Armlehnen	4,1 kg
Gewicht Duschstuhl mit Rückenlehne, ohne Armlehnen	4,0 kg
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	weiß



**AQUATEC**

**AQUATEC** GmbH  
 Alemannenstraße 10  
 88316 Isny  
 Telefon: 07562/700-0  
 Telefax: 07562/700-69  
 Internet: [www.aquatec.de](http://www.aquatec.de)  
 e-mail: [info@aquatec.de](mailto:info@aquatec.de)