



BORT VALCO®

Die Hallux Valgus-Schiene
für die physiologisch
richtige Korrektur der Großzehe



Made in Germany

DIE BESONDERE KORREKTURSCHIENE BEI HALLUX VALGUS

BORT Valco® – Die komfortable Lösung bei Hallux Valgus

Der menschliche Fuß hat tagtäglich das gesamte Körpergewicht zu tragen. Durch Fehl- und Überbelastungen bedingte Deformitäten des Zehengrundgelenks sind vor allem bei weiblichen Patienten keine Seltenheit.

Eines der häufigsten Krankheitsbilder ist der Hallux valgus, die x-förmige Abweichung der Großzehe. Zu enges, zu hohes und zu kleines Schuhwerk gibt der Großzehe keinen Raum für die natürliche Lagerung. Sie wird nach lateral abgedrängt, wobei der Ballen stark hervortritt. Verharrt der Fuß beständig in dieser krankhaften Position, kann sich eine dauerhafte Deformität entwickeln. Ohne äußere Korrektur ist eine Rückkehr der Großzehe in die natürliche Position nicht mehr möglich. Dabei kann die Valgusstellung so ausgeprägt sein, dass sich die Großzehe im Schuhwerk unter die benachbarten Zehen schiebt. Die Folge: Ein hochgradiger Belastungs- und Bewegungsschmerz, der das natürliche Gehen und Stehen verhindert.

Die BORT Valco® Hallux Valgus-Schiene aus bruchsicherem ABS-Kunststoff dient der konservativen Therapie bei Hallux valgus. Sie korrigiert die unnatürliche X-Stellung der Großzehe und zügelt sie nach medial.

- > Die **anatomisch angepasste** Form der Schiene gewährleistet die physiologisch richtige Korrektur des Zehengrundgelenks.
- > **Hohen Tragekomfort** bietet die vollflächige Kaschierung der Schienennenseite mit Plastazote, die in der kritischen Zone der Zehenhalbschale und im Ballenbereich sicher schützen.
- > Zur Vermeidung unangenehmer Hitzestaus ist die Schiene im Zehenbereich mit einem **Lüftungsfenster** versehen.
- > **Zwei verstellbare Verschlussbänder** ermöglichen die exakte Einstellung der Hebelkräfte bei gleichbleibend **optimalem Sitz** der Schiene.

Größen:

Die BORT Valco® Hallux Valgus-Schiene (Art. Nr. 930 010) steht in folgenden Größen zur Verfügung:

Größe

Schuhgrößen

small	bis 38 cm
medium	38 – 41 cm
large	über 41 cm

rechts oder links angeben.



Gute Belüftung

BORT Valco® besitzt ein Zehenfenster und ist oberhalb und unterhalb des Zehes großzügig gepolstert.



Optimal angepasst

Zwei variable Verschlussbänder garantieren eine dosierbar kontrollierte Spannung. Das blaue Ballenband ist zusätzlich verschiebbar.



Physiologisch richtig gelagert

Die anatomische Form der BORT Valco® bringt das Zehengrundgelenk zur Korrektur in die richtige Position.

204-Valco/D-01/07_wm

Ihr Fachhändler:



BORT GmbH

Postfach 1330 · D-71367 Weinstadt
Ziegeleistraße 39-43 · D-71384 Weinstadt
medical@bort.com · www.bort.com

QUALITÄTS-MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Regelgröße HealthCare
Überwachungs-Nr. EN ISO 13485



QUALITÄTS-MANAGEMENT
Wir sind zertifiziert
Regelgröße HealthCare
Überwachungs-Nr. ISO 9001:2000



Tel. (07151) 992 00-0
Fax (07151) 992 00-50